

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CRYO COOL MAX

| | |
|-------------------------------|--|
| Spécifications Techniques | AC220V / 50HZ - AC 110V / 60HZ |
| Puissance maximale | < 450 VA |
| Poids | 80 Kg |
| Mesures | 50 x 58 x 95 cm (143 cm avec le soutien) |
| Applicateurs | 100 mm/120 mm 360°/ 150 mm/ 200 mm/ 300 mm/Double Mentón |
| Température de Cryolipolyse | Jusqu'à - 11° C |
| Température de Thermotherapie | Jusqu'à 45° C |
| BrevetHead-Cold® | ZL201130025860.8 |
| Marque déposée Cryologie™ | M 3102507-2 |



BECO MEDICAL DANS LE PRESSE



NUEVA estetica.com



EXPERTOS
en ESTÉTICA

belleza **MÉDICA**.es

CRYO  COOL
MAX



TRAITEMENT DES ADIPOSITÉS LOCALISÉES
REMODELAGE CORPOREL

BECO Medical
Group

BARCELONA

C/ del Xarol 18 Local B
08915 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 165 32 42
Email: ventas@becomedical.com

MADRID

C/ Los Pintores 2 Oficina 116
28923 Alcorcón (Madrid)
Tel. 91 048 23 94
Email: zonacentro@becomedical.com

www.becomedical.com

REJOIGNEZ L'EXPÉRIENCE



PLATEFORME POUR LA CRYOLIPOLYSE SÉLECTIVE ET LE CONTRASTE THERMIQUE



Cryo Cool MAX est indiqué dans le traitement des adiposités sous-dermiques localisées, en mode « mains-libres » et pression d'aspiration programmable.

Il comprend également une nouvelle technique utilisant le **contraste thermique**, particulièrement indiqué pour effectuer un remodelage corporel ciblé.

Une **méthode sûre**, efficace, non invasive et indolore, avec un brevet mondial **Heat-Cold®** anti-hématomes

Stabilisateur de pression automatique

Une technologie avancée pour la sécurité et le confort du patient. Système exclusif et unique sur le marché.

Cryo Cool Max permet de ne pas excuser une pression constante sur le tissu traité, en la faisant varier pendant le temps de la séance selon le besoin, en diminuant le stase capillaire et le risque de produire des ecchymoses pendant le traitement.

Brevet mondial Heat - Cold®: Système anti-ecchymose

L'application initiale de la **thermothérapie contrôlée** et de l'aspiration augmente la température dans la zone de traitement; plus tard, avec l'application de froid et de l'aspiration, les processus du vintage et de la diminution de l'apport sanguin et de la lymphe dans la region seront potentialisés par vasodilatations-vasoconstriction.

Heat- Cold® permet l'homogénéisation des tissus et une meilleure conduction par contact froid en comparaison à d'autres technologies classiques de cryolipolyse sélective.

Une rentabilité maximale: possibilité d'utiliser 4 applicateurs simultanément avec des paramètres totalement indépendants.



- 120 mm 360° -



Applicateurs Cryologie®

Fabrication de haute qualité, avec **détection automatique des mesures** et des matériaux transparents, facilitant à tout moment la visualisation et le positionnement du tissu à l'intérieur de l'applicateur.

Il y a des applicateurs pour le traitement de toutes zone anatomique. Les standards sont 100, 150, 200 et 300 mm, il peut être ajouté un nouveau applicateur de 120 mm à effect 360° pour un contact total et un applicateur spécifique pour double menton.

Traitement de l'abdomen, des bourrelets, des flancs, de la face interne du genou, de la cuisse, du pli scapulaire, des fesses et du double menton.


Techinque du Contraste Thermique

L'application de températures de contraste généralement comprises entre 4°C et 40°C provoque un effet de vasodilatation de vasoconstriction d'une grande aide dans les fonctions de **stimulation du système circulatoire et du drainage, l'élimination des liquides et des déchets**, se fait en utilisant les mêmes applicateurs et toujours en mode "mains libres".



Fiabilité Rentabilité

Exclusivité Efficacité



Système anti-obturation

En raison de l'aspiration du liquide antigel (propylène glycol), les systèmes de vide peuvent être bouchés, soit dans l'applicateur, soit dans les pompes internes.

Cryo Cool MAX a un système efficace d'auto-nettoyage, nécessite peu d'entretien et **élimine le risque d'incidents par obturation** comparé à d'autres systèmes plus rudimentaires existant sur le marché.