

# Dermax

## RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE

La basse fréquence d'émission, 1,2 Mhz et sa grande puissance, 250 Watts, **garantit un traitement du plus profond au plus superficiel**, en raison de l'affectation du tissu épidermique, dermique et hypodermique.

L'émission bipolaire concentre l'énergie près de l'électrode et augmente la capacité de raffermissment cutané et l'effet lipolytique par augmentation de la température des tissus.

Trois applicateurs, bipolaire-tripolaire-hexapolaire que permettent applications du visage et du corps dans toutes les zones anatomiques.

## SONOTHERMIE

Système exclusif d'émission simultanée de radiofréquence et de cavitation.

L'adiposité fibreuse, avec peu d'eau dans le tissu, empêche la pénétration des ondes ultrasons. La double émission permet le chauffage et l'alimentation des liquides, favorisant la pénétration et l'efficacité de l'émetteur de cavitation en obtenant le maximum d'efficacité.

Indiqué principalement dans le traitement des adiposités localisées, œdémateuses et fibreuses pour l'abdomen, cartouches, flancs, pli scapulaire, bras, face interne du genou et cuisse.

## TRAITEMENTS

- Rides et lignes d'expression
- Amélioration de la texture de la peau
- Drainage
- Cellulite
- Adiposité localisée
- Raffermissment cutané



EFFICACE | PROFOND | POLYVALENT | RENTABLE

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Puissance maximale d'émission de Radiofréquence: | 250 W                                |
| Fréquence de Radiofréquence:                     | 1,2 Mhz                              |
| Puissance Maximale Cavitation:                   | 50 W                                 |
| Fréquence Cavitation :                           | 40 Khz                               |
| Application doublé radiofréquence - Cavitation   |                                      |
| Écran:   | Táctile programmation intuitive 8,5" |
| Dimensions:                                      | 45 x 35 x 15 cm                      |
| Poids:   | 12 Kg                                |

# Dermax

# Dermax

**BECO Medical**  
Group

DELEGACIÓN BARCELONA

C/ del Xarol 18 Local B  
08915 Badalona (Barcelona)  
Tel. 93 165 32 42  
Email: [ventas@becomedical.com](mailto:ventas@becomedical.com)

DELEGACIÓN MADRID

C/ Los Pintores 2 Oficina 116  
28923 Alcorcón (Madrid)  
Tel. 91 048 23 94  
Email: [zonacentro@becomedical.com](mailto:zonacentro@becomedical.com)